

LCexv 4010

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna z elektroniką komfortową
MediLine



Pojemność brutto/netto łącznie	
Chłodziarka	254/240 l
Zamrażarka	107/105 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	601/618/2003
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	
Chłodziarka	440/441/1105
Zamrażarka	433/433/597
Zużycie energii w ciągu 365 dni	657 kWh
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	367 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	52 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	
Chłodziarka	+3 °C do +16 °C
Zamrażarka	-9 °C do -30 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Stal
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartCoolingHub
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	RS485
Regulowane półki	
Chłodziarka	4
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	440 / 409
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Szuflady	3
Uchwyty	uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką otwierania drzwi
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Waga brutto / netto	92/85 kg
Kod EAN	9005382237151