

LGPv 1420

Zamrażarka laboratoryjna z elektroniką komfortową
MediLine



Pojemność brutto/netto łącznie	1366/980 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	1430/830/2160
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	1236/650/1550
Zużycie energii w ciągu 365 dni	2654 kWh
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C
Oddawanie ciepła	1984 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	60 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	-9 °C do -26 °C
Gradient / max. Fluktuacja	4,3 °C / 6,7 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Stal
Materiał wnętrza	stal chromoniklowa
Sterowanie	7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartCoolingHub
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	RS485
Regulowane półki	8
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	1236 / 640
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Rolki	rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki samonastawne z tyłu
Uchwyt	listwa
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	Kolejny zestaw/Prawo zestaw
Waga brutto / netto	254/209 kg
Kod EAN	9005382197257