

MKUv 1613

Chłodziarka na leki z elektroniką komfortową

MediLine



| | |
|--|--|
| Pojemność brutto/netto łącznie | 152/109 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) | 601/618/820 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) | 440/435/670 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni | 408 kWh |
| Temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| Poziom głośności w dB | 47 dB(A) |
| Częstotliwość / napięcie | 50 Hz / 220-240 V~ |
| System chłodzenia | dynamiczne |
| Metoda odszraniania | automatyczne |
| Zakres temperatury | +5 °C |
| Gradient / max. Fluktuacja | 5,1 °C / 4,9 °C |
| Materiał obudowy / kolor | stal / biały |
| Materiał drzwi / pokrywy | Drzwi ze szkła izolacyjnego |
| Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne biały |
| Sterowanie | 7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami |
| Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy |
| Alarm braku zasilania | bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. |
| Złącze beznapięciowe | tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci | SmartCoolingHub |
| Sposób łączenia z siecią | Możliwość doposażenia |
| Interfejs | RS485 |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie |
| Ilość półek | 4 |
| Regulowane półki | 3 |
| Materiał półek | ruszty powlekane tworzywem sztucznym |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 440 / 420 |
| Maksymalne obciążenie półek | 45 kg |
| Uchwyt | uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką otwierania drzwi |
| Rodzaj zamka | mechaniczny |
| Kierunek otwierania drzwi | prawy wymienne |
| Waga brutto / netto | 48/45 kg |
| Kod EAN | 9005382238172 |