

SFFvh 5501

Perfection



| | |
|--|--|
| Pojemność brutto/netto łącznie | 472/257 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) | 747/769/1793 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) | 603/510/1118 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni | 540 kWh |
| Temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C |
| Oddawanie ciepła | 725 kJ/h |
| Czynnik chłodniczy | R 290 |
| Poziom głośności w dB | 55 dB(A) |
| Częstotliwość / napięcie | 50 Hz / 220-240 V~ |
| System chłodzenia | dynamiczne |
| Metoda odszraniania | automatyczne |
| Zakres temperatury | -9 °C do -35 °C |
| Gradient / max. Fluktuacja | 5,5 °C / 4,4 °C |
| Materiał obudowy / kolor | stal / biały |
| Materiał drzwi / pokrywy | Pełne drzwi |
| Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne biały |
| Sterowanie | Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe |
| Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy |
| Alarm braku zasilania | bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. |
| Złącze beznapięciowe | tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci | SmartModule |
| Sposób łączenia z siecią | Zintegrowane, wyjmowane |
| Interfejs | WLAN/LAN |
| Rejestrator | Zintegrowany, złącze USB |
| Oświetlenie wewnętrzne | LED |
| Regulowane półki | 4 |
| Materiał półek | ruszty powlekane tworzywem sztucznym |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 603 / 510 |
| Maksymalne obciążenie półek | 60 kg |
| Maksymalny załadunek łącznie | 300 kg |
| Szufłady | 6 |
| Ilość koszy | 2 |
| Rolki | rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu |
| Uchwyt | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |
| Rodzaj zamka | mechaniczny |
| Kierunek otwierania drzwi | pravo wymienne |
| Waga brutto / netto | 114/104 kg |
| Kod EAN | 9005382246511 |