

SCFfg 4002

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna z funkcją
SmartFrost
Performance



Pojemność brutto/netto łącznie	
Chłodziarka	267/199 l
Zamrażarka	110/62 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/654/2044
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	
Chłodziarka	460/422/1037
Zamrażarka	406/292/614
Zużycie energii w ciągu 365 dni	390 kWh
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	350 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	48 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50/60 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszeranie automatyczne
Zakres temperatury	
Chłodziarka	+3 °C do +16 °C
Zamrażarka	-9 °C do -30 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Drzwi pełne
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	4
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	460 / 422
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Maksymalny załadunek łącznie	345 kg
Szuflady	3
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	89/83 kg
Kod EAN	9005382247655