

# LGex 3410

## MediLine



Pojemność brutto, całkowita	310 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/615/1840
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	420/400/1587
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	478 kWh
Klasa klimatyczna <sup>1</sup>	SN-ST
System chłodzenia	statyczne
Metoda odszraniania	ręczne
Zakres temperatury	-9°C do -30°C
Norma gastronomiczna	-
Materiał obudowy / kolor	Stahl/weiß
Materiał drzwi / pokrywy	Stahl
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Rodzaj sterowania	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperatury	na zewnątrz cyfrowy
Oświetlenie	-
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485
Złącze bez napięciowe	tak
Ilość półek	8
Regulowane półki	-
Szuflady w zamrażarce	8
Kosze zawieszane w wyposażeniu	-
Maksymalna ilość koszy	8
Materiał półek	plyty parownika
Maksymalne obciążenie półek	24 kg
Wysokość nóżek	-
Rolki / rodzaj rolek	-
Uchwyt	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
Pedał nożny do otwierania	-
Samodomykanie drzwi	tak
Izolacja	7 - 7 mm
Odpływ wody z odszraniania	-
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	45 dB(A)
Waga brutto / netto	91,0/86,0 kg
Kod EAN	9005382197271

<sup>1</sup> Temperatury otoczenia: SN od +10°C do +32°C N od +16°C do +32°C ST od +16°C do +38°C T od +16°C do +43°C

Subject to modification. Timestamp: 24.04.2017

# LIEBHERR