

# LKexv 2600

## MediLine



Pojemność brutto, całkowita	240 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/610/1250
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	470/440/1062
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	287 kWh
Klasa klimatyczna <sup>1</sup>	SN-T
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+1°C do +15°C
Norma gastronomiczna	–
Materiał obudowy / kolor	Stahl/weiß
Materiał drzwi / pokrywy	Stahl
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Rodzaj sterowania	Sterowanie mechaniczne
Wskaźnik temperatury	na zewnątrz cyfrowy
Oświetlenie	–
Awaria: alarm	–
Interfejs	–
Złącze bez napięciowe	–
Ilość półek	5
Regulowane półki	4
Szufłady w zamrażarce	–
Kosze zawieszane w wyposażeniu	–
Maksymalna ilość koszy	–
Materiał półek	szkło
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Wysokość nóżek	-
Rolki / rodzaj rolek	–
Uchwyt	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
Pedał nożny do otwierania	–
Samodomykanie drzwi	–
Izolacja	–
Odpływ wody z odszraniania	–
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	48 dB(A)
Waga brutto / netto	53,0/49,0 kg
Kod EAN	9005382164891

<sup>1</sup> Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C    **N** od +16°C do +32°C    **ST** od +16°C do +38°C    **T** od +16°C do +43°C