

MKUv 1613

MediLine



Pojemność brutto, całkowita	141 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/615/820
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	440/435/670
Klasa efektywności energetycznej	
Energieverbrauch in 365 Tagen	369 kWh
Klasa klimatyczna ¹	SN
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+5°C
Norma gastronomiczna	-
Materiał obudowy / kolor	Stahl/weiß
Materiał drzwi / pokrywy	Drzwi ze szkła izolacyjnego
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Rodzaj sterowania	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperatury	na zewnątrz cyfrowy
Oświetlenie	LED
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485
Złącze bez napięciowe	tak
Ilość półek	4
Regulowane półki	3
Szuflady w zamrażarce	-
Kosze zawieszane w wyposażeniu	-
Maksymalna ilość koszy	-
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Wysokość nóżek	-
Rolki / rodzaj rolek	-
Uchwyt	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
Pedał nożny do otwierania	-
Samodomykanie drzwi	tak
Izolacja	40 - 40 mm
Odpływ wody z odszraniania	-
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	47 dB(A)
Waga brutto / netto	47,0/45,0 kg
Kod EAN	9005382197073

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

Subject to modification. Timestamp: 24.04.2017

LIEBHERR