

# MKV 3910

## MediLine



Pojemność brutto, całkowita	360 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/615/1840
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	440/435/1635
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	309 kWh
Klasa klimatyczna <sup>1</sup>	SN
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+5°C
Norma gastronomiczna	–
Materiał obudowy / kolor	Stahl/weiß
Materiał drzwi / pokrywy	Stahl
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Rodzaj sterowania	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperatury	na zewnątrz cyfrowy
Oświetlenie	–
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485
Złącze bez napięciowe	tak
Ilość półek	6
Regulowane półki	5
Szuflady w zamrażarce	–
Kosze zawieszane w wyposażeniu	–
Maksymalna ilość koszy	–
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Wysokość nóżek	-
Rolki / rodzaj rolek	–
Uchwyt	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
Pedał nożny do otwierania	–
Samodomykanie drzwi	tak
Izolacja	40 - 40 mm
Odpływ wody z odszraniania	–
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	48 dB(A)
Waga brutto / netto	74,0/68,0 kg
Kod EAN	9005382197011

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C    **N** od +16°C do +32°C    **ST** od +16°C do +38°C    **T** od +16°C do +43°C

Subject to modification. Timestamp: 24.04.2017

# LIEBHERR